

# ATT HANTERA LÄKEMEDELSROBOTEN DOSELL



*Hanteras via appen "iZafe"*

---

## Ladda dosrulle

1. Logga in i appen iZafe och slå på Bluetooth i mobilen
2. Välj "Koppla upp till Dosell" och följ stegen
3. När du är uppkopplad väljer du "Ladda Dosrulle" i appen och följer stegen

## Problem att ladda dosrulle

1. Stäng av Dosell
    - a. Håll in knappen på sidan av Dosell i ca 8 sek, du hör en nedåt signal
  2. Starta Dosell igen
    - a. Håll in knappen på sidan av Dosell i ca 3 sek, du hör en uppåt signal
  3. Invänta att Dosell blinkar blått i dosfacket, och koppla då upp dig via appen
  4. Riv av påsen som inte kunde läsas ifrån dosrullen och ge manuellt till brukaren
  5. Välj i appen att "Ladda dosrulle" och följ instruktionerna
- 

## Hur vet jag att Dosell kommer att dispensera?

Koppla upp dig mot Dosell och se tid för nästa dispensering

Titta på statuslamporna på sidan av Dosell – Lampa 1 och 3 ska vara GRÖN

Lampa 1	GRÖN: Dosell har ström	GUL: Dosell går på batterier – koppla i sladden	RÖD: Dosell behöver ladda batteriet – koppla i sladden
Lampa 2 (är i regel släckt)	GRÖN: Dosell har kontaktat molnet	GUL: Dosell försöker kontakta molnet	RÖD: Dosell får inte kontakt med molnet
Lampa 3	GRÖN: Dosell är laddad med dosrulle	GUL: Dosrullen håller på att ta slut	RÖD: Dosell kan inte laddas med dosrulle - Starta om Dosell

## Starta Dosell

Håll in den svarta knappen på sidan av Dosell i 3 sekunder, du hör en uppåt signal samt ser ett blinkande grönt ljus i dosfacket. Dosfacken på framsidan måste vara tomt när du startar.

Vänta tills det blåa ljuset automatiskt aktiveras i dosfacket, när det blinkar blått i dosfacket kan du välja "Koppla upp till Dosell" via appen.

## Stänga av Dosell

Håll in den svarta knappen på sidan av Dosell i 8 sekunder, du hör en nedåt signal samt ser ett blinkande grönt ljus i dosfacket.