

Eliza (A150)

Manual del usuario
Español



Índice

1. Léase primero: información sobre seguridad.....	3
2. Información importante.....	6
3. Contenido del paquete.....	7
4. Descripción de las funciones	8
5. Vista general	14
6. Instalación	18
7. Ruta de comunicación	20
8. Programación.....	21
9. Verificación.....	22
10. Mando a distancia	24
11. Información general	25
12. Mantenimiento	25
13. Datos técnicos.....	27
14. Medio ambiente.....	29
15. Accesibilidad	31
16. Otros.....	33

1. Léase primero: información sobre seguridad



Lea y siga siempre la información de seguridad que acompaña a este símbolo.

- Pruebe siempre el sistema de acuerdo con las instrucciones antes de usarlo y pruebe siempre el producto después de realizar ajustes.
- El dispositivo no siempre resulta apto para todos los usuarios y no debería considerarse como un sustituto de ninguna medida de supervisión rutinaria del cuidador.
- El dispositivo NO está diseñado para funcionar como equipo de soporte vital, en el que cualquier fallo técnico podría provocar lesiones graves o la muerte.
- Compruebe la unidad con regularidad y sustitúyala en caso necesario.
- Los usuarios deben prestar especial atención a la posibilidad de que se produzcan interferencias provocadas por otros sistemas que operen en la misma banda de radiofrecuencia o en bandas de radiofrecuencia adyacentes.
- Las cubiertas del compartimento de la parte posterior solo podrá abrirlas personal autorizado y de acuerdo con lo establecido en las instrucciones del manual técnico.



ADVERTENCIA!

Utilice únicamente baterías, fuentes de alimentación y accesorios cuyo uso haya sido aprobado para este modelo en particular. La conexión de otros accesorios podría resultar peligrosa e invalidar la homologación del dispositivo y la garantía.

- Solo se puede utilizar la fuente de alimentación recomendada en el apartado Datos técnicos.
- La fuente de alimentación se puede utilizar como un dispositivo de desconexión. La toma de pared debe estar instalada cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.

IMPORTANTE!

Este dispositivo utiliza señales de radiofrecuencia, la red de telefonía móvil y la red terrestre. Esto significa que no puede asegurarse la conexión en todas las circunstancias.

1.1. Seguridad de la batería

La unidad Eliza y el disparador de radio personal contienen baterías de Litio con riesgos inherentes si no se usan correctamente o si se dañan.



Las baterías de litio pueden causar posibles riesgos de quemaduras químicas asociadas con la ingestión. Si se ingiere o se coloca dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.



Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.

- El reemplazo de la batería solo puede ser realizado por personas autorizadas de acuerdo con las instrucciones de la sección Mantenimiento, *consulte 12. Mantenimiento en la página 24.*
- Utilice únicamente baterías recomendadas y designadas para el producto.

- Utilice únicamente el dispositivo de carga y el cable designados para el producto.
- No cargue ni utilice el dispositivo si nota algún mal funcionamiento o posible problema con la batería como olor, cambio de color, demasiado calor, cambio de forma, fugas o ruidos extraños.
- No desarme, aplaste, perforo ni dañe las baterías.
- Mantenga las baterías almacenadas de forma segura en un lugar fresco y seco, guárdelas en su embalaje original o en un recipiente designado y evite exponerlas a temperaturas o humedad extremas.
- En caso de incendio: cantidades abundantes si el agua fría es un medio de extinción eficaz para las baterías de litio. No utilices agua tibia o caliente.
- No utilizar material extintor tipo Halón. Puedes utilizar polvo seco, arena o tierra.



Consulte la Hoja de datos de seguridad del material (MSDS) para obtener más medidas de primeros auxilios, medidas de extinción de incendios y otra información de seguridad.



Retire inmediatamente las baterías vacías, guárdelas y deséchelas adecuadamente. Más información disponible en el apartado de Información ambiental, *consulte 14.1. Información medioambiental en la página 28*

1.2. Unidades médicas

El uso de dispositivos de teleasistencia que transmiten señales de radiofrecuencia puede causar interferencias en equipos médicos que no dispongan de una protección suficiente. Consulte a un médico o al fabricante del equipo para determinar si tiene una protección adecuada contra señales de radiofrecuencia externas, así como en caso de dudas.

Para evitar posibles interferencias, los fabricantes de dispositivos médicos implantados recomiendan una separación mínima de 15 cm entre un dispositivo inalámbrico y el dispositivo médico.

Si por alguna razón cree que se están produciendo interferencias, apague el dispositivo de inmediato. Si tiene alguna pregunta sobre el uso del dispositivo inalámbrico con un dispositivo médico implantado, consulte a su médico.

2. Información importante

Todos los sistemas que utilizan comunicación por red y por radiofrecuencia pueden ser objeto de interferencias que escapan al control del usuario.

Los productos de Careium se han diseñado para reducir al mínimo el impacto de dichas interferencias.

No obstante, el usuario debe saber que los componentes del sistema están expuestos a interferencias u otras alteraciones que podrían afectar a su funcionamiento.

Por lo tanto, es importante comprobar regularmente que todos los componentes del sistema funcionen en todas las zonas, en concreto cuando se trata de comunicaciones por radiofrecuencia. Si sospecha que hay fallos en el funcionamiento, póngase en contacto con su proveedor lo antes posible.

El usuario debe prestar especial atención al riesgo de alteraciones producidas por productos que se comuniquen en la misma banda de radiofrecuencia o en bandas de radiofrecuencia adyacentes.

Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor o consulte el manual técnico o la documentación disponible en www.careium.com

El dispositivo cuenta con una batería recargable que permite su funcionamiento incluso en caso de caída de tensión. El dispositivo emitirá un pitido durante un breve periodo de tiempo tras una caída de tensión. El centro de recepción de alarmas recibirá una notificación en caso de caída de tensión, así como en caso de nivel de carga bajo. Cuando la batería alcance un nivel de carga bajo, esto se indica mediante una luz de estado intermitente; *consulte 5.3. Indicadores en la página 16*. La fuente de alimentación de la batería de reserva asegura el funcionamiento durante hasta 72 horas.

3. Contenido del paquete

- Eliza
- Fuente de alimentación
- Mando a distancia con accesorios
- Manual del usuario/Guía de inicio rápido

4. Descripción de las funciones

Eliza es un centro de teleasistencia digital avanzada.

Adaptable a las necesidades futuras, puede conectarse a una amplia variedad de accesorios y servicios de bienestar, lo que permite al usuario obtener una solución a medida.

Eliza permite al usuario solicitar asistencia en caso de accidente o caída en casa. Eliza es un dispositivo que puede salvar vidas si alguien sufre una caída o algún otro accidente en soledad.

La unidad Eliza presenta un módulo integrado para redes móviles 2G, 3G y 4G, además de la capacidad de transferir alarmas a través de conexiones de banda ancha / red y redes de telefonía móvil. La unidad permite al usuario establecer una comunicación de voz bidireccional en modo manos libres, incluso si el usuario está lejos de Eliza. Esto es posible gracias al estándar existente para las llamadas VoIP (protocolo de transmisión de voz por Internet). La unidad emplea SIP, un protocolo estándar que permite iniciar una conversación o un vídeo a través de conexiones de banda ancha. Además de las llamadas de alarma conectadas por voz, Eliza ofrece una plataforma de transferencia de información detallada de alarmas, mensajes de voz, estado de conexión, etc.

La unidad Eliza tiene asignado un número de identificación (ID) exclusivo que se transfiere y que se corresponde con la información personal almacenada en el centro de recepción de alarmas (ARC).

El mando a distancia está adaptado para su uso con la unidad; *consulte 10. Mando a distancia en la página 23.*

4.1. Descripción general del dispositivo físico

El dispositivo Eliza tiene forma de caja redondeada, más o menos del tamaño de un aparato de Receptor de radio clásico o altavoz inteligente, etc.

Sus principales componentes son:

- Parte delantera: diseñada con pequeñas hendiduras y un patrón de orificios que ocultan un altavoz.
- Parte trasera: cuenta con puertos de alimentación, Ethernet, antena externa y USB. También dispone de una tapa extraíble que cubre un puerto USB adicional y varios botoncitos destinados a instaladores y usuarios profesionales.
- Parte superior: en el centro hay un botón de alarma táctil integrado, de forma redondeada y con borde ligeramente en relieve.

4.2. Función de alarma principal

Las alarmas pueden activarse de varias maneras:

- Pulsando un mando a distancia portátil que se suministra junto con el dispositivo Eliza.
- Pulsando el botón de alarma táctil integrado en el dispositivo Eliza.
- Activando la tecnología de asistencia conectada u otros periféricos.

Una vez activada la alarma, el dispositivo:

1. Emite un pitido.
2. Anuncia la alarma.
3. Realiza una llamada a un contacto de emergencia o un centro de recepción de alarmas.

A continuación, la persona usuaria puede comunicarse con el manos libres con el operador de alarmas a través del altavoz y el micrófono integrados. La llamada finaliza cuando el operador de alarmas se desconecta.

Si se configura, la persona usuaria del servicio también puede cancelar la llamada en cualquier momento pulsando un botón de cancelación táctil situado entre el botón de alarma táctil en relieve y el borde delantero del dispositivo. Un pitido confirma la correcta cancelación de la llamada.

4.3. Transmisores de alarma

Eliza permite programar 50 radiotransmisores (activadores/sensores), por ejemplo, un mando a distancia. En caso de alarma de un radiotransmisor, se comprueba el estado de la batería del radiotransmisor.

4.4. Receptores de alarma

Es posible programar hasta diez receptores de alarma. La alarma se identifica con un código de alarma que se programa en Eliza. Así, la persona que recibe la alarma puede hablar directamente con la persona que emite la alarma y tomar las medidas adecuadas.

4.5. Función «En casa/Ausente»

El modo «En casa/Ausente» adapta el sistema de alarma en función de si la persona usuaria está en casa o fuera de ella para mejorar tanto la seguridad como la comodidad. Se trata de un ajuste opcional que puede no estar activado en todos los dispositivos Eliza.

Este modo se puede configurar de una de las siguientes maneras:

- Desactivado
- En casa = Verde / Ausente = Amarillo
- En casa = Amarillo / Ausente = Verde

IMPORTANTE!

Consulte a su proveedor para confirmar la configuración disponible en su dispositivo.

En la parte superior, a la izquierda y la derecha del botón de alarma integrado, hay dos botones táctiles:

- Izquierda: cuadrado verde
- Derecha: círculo amarillo

Estos botones se sitúan en el centro, entre el botón de alarma y el borde exterior del dispositivo.

Comportamiento:

- Cuando el dispositivo se enciende, se configura por defecto en el modo «En casa».
- En el modo «En casa», solo está activo el botón «Ausente», y viceversa.
- Cuando se pulsa correctamente el botón, esta acción se confirma con un pitido y un mensaje de voz que indica el estado en curso («En casa» o «Ausente»).

4.6. Botones táctiles

Los botones táctiles superiores («Cancelar», «Cuadrado verde» y «Círculo amarillo») pueden equiparse con un botón de puntos en relieve adicional. El botón verde tiene un punto en relieve, el botón amarillo dos puntos y el botón de cancelación tres puntos. El juego de botones de puntos en relieve puede solicitarse gratuitamente a Careium (ref. 9032).

El instalador o el proveedor de servicios puede encargarse de acoplar fácilmente los botones de puntos en relieve que necesita la persona usuaria del servicio, en función de la configuración y el uso de su dispositivo, con solo seguir las instrucciones.

El acoplamiento de un botón de puntos en relieve permite habilitar una función de toque lento en Eliza que incrementa el intervalo de tiempo para el reconocimiento físico antes de que se active el botón.

4.6.1. Instrucciones de montaje de botones táctiles

- Apague el dispositivo.
- Retire la película protectora si aún está en la superficie de Eliza.
- Si retiró la película protectora previamente, limpie las superficies donde se colocarán los botones con un paño ligeramente húmedo y detergente lavavajillas si es necesario, y séquelas antes de aplicarlos.
- Retire la película protectora de la parte posterior de los botones que vaya a colocar.
- Coloque los botones en la superficie donde se encuentra el botón táctil correspondiente en el dispositivo y aplique una ligera presión durante unos segundos para una buena adhesión.
- Encienda el dispositivo.
- Active la función de “toque lento” en el dispositivo para tener más tiempo para identificar los botones antes de activarlos. Consulte el manual técnico para obtener más información.


4.7. Otras funciones

Es posible activar o cambiar otras funciones. Para obtener más información, consulte el manual técnico o póngase en contacto con su proveedor.

5. Vista general

5.1. Vista trasera

Esta sección contiene información y funciones destinadas a profesionales, no a consumidores.




No. Función/Botón	Descripción
1. Toma para fuente de alimentación	9 V, 2 A
2. Interruptor de encendido	Enciende o apaga su Eliza
3. Conector de antena externa	Para una antena externa que debe ser compatible con el uso con Eliza
4. Puerto Ethernet	Conexión para el cable Ethernet de banda ancha / red.
5. Puerto USB	Para expansión USB
6. Puerto USB	

Botones de función debajo de la cubierta del compartimento

7.	Configuración del volumen de audio
Tecla Y	Menú de servicio
8. Tecla de vinculación	Botón de vinculación por radio
9. Conector de E/S	Entrada por cable o salida de audio de 3,5 mm

5.2. Vista frontal/superior



- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Altavoz | 5. Botón de alarma (rojo) |
| 2. Botón cuadrado (verde) | 6. Botón circular (amarillo) |
| 3. Indicador de alimentación | 7. Cancelar alarma (blanco) |
| 4. Indicador de estado | |

5.3. Indicadores


No.	Indicador	Función	Descripción
2		CUADRADO VERDE	Depende de la configuración
3		ENCENDIDO ROJO	Luz fija Alimentación eléctrica Luz intermitente Fallo de alimentación
4		ESTADO ROJO	Apagado Funcionamiento normal Luz fija Problema de conexión Ethernet ¹ o de red móvil Luz intermitente Batería baja
5		ALARMA ROJO	Luz fija Funcionamiento normal Luz intermitente Alarma activada
6		CÍRCULO AMARILLO	Depende de la configuración
7		CANCELAR BLANCO	Luz fija

1 Desactive la supervisión de la conexión Ethernet si solo se utiliza una red móvil.

5.4. Vista inferior

Esta sección contiene información y funciones destinadas a profesionales, no a consumidores.

La siguiente ilustración se muestra con la tapa del compartimento retirada.



- 1. Batería
- 2. Puerto USB de mantenimiento
- 3. Ranura para tarjeta SIM debajo de la batería
- 4. Conector de la batería

ADVERTENCIA!

Solo el personal autorizado podrá abrir las cubiertas del compartimento y realizar el cableado de acuerdo con lo establecido en las instrucciones del manual técnico.

6. Instalación

Esta sección contiene información y funciones destinadas a profesionales, no a consumidores.

6.1. Instalación de la tarjeta SIM

ADVERTENCIA!

Apague el dispositivo y desconecte la fuente de alimentación externa antes de retirar la tapa de la batería.

- Asegúrese de que Eliza esté apagado.
 - Retire la cubierta del compartimento.
 - Aparte la batería con cuidado para acceder al soporte de la tarjeta SIM. Si la batería ya está instalada, fíjese en si está conectada para no dañar el cableado.
 - Instale la tarjeta SIM del modo descrito en la imagen, teniendo en cuenta las marcas.
 - Vuelva a colocar o instale la batería.
-

ADVERTENCIA!

Asegúrese siempre de que la batería esté conectada si el dispositivo es nuevo o se ha almacenado.

- Monte la cubierta del compartimento de la tarjeta SIM.
-

6.2. Conexión

Eliza es fácil de instalar; si se va a utilizar una conexión de banda ancha / red, dicha conexión se realizará con un cable de red (no suministrado). Eliza suele estar configurado para utilizar DHCP, lo que significa que a la unidad se le asignará automáticamente una dirección IP cuando se conecte a la red.


1. Conecte la fuente de alimentación a la toma de red y el cable de la fuente de alimentación a la toma de entrada de corriente continua del Eliza. Mantenga el dispositivo conectado a la red eléctrica en todo momento.
 2. Conecte el cable de red de la banda ancha / red a la toma de Ethernet de Eliza.
 3. Coloque el interruptor de encendido en la posición I.
 4. Compruebe que el indicador de **encendido** ! tenga una luz roja fija.
 5. La luz de estado se apagará tras 90 segundos si se detecta la red móvil (GSM/UMTS/LTE).
 6. Realice una prueba de alarma desde Eliza.
-

ADVERTENCIA!

La instalación solo podrá ser realizada por personal autorizado y de acuerdo con lo establecido en el manual técnico.

7. Ruta de comunicación

Ejemplo de una ruta de comunicación simplificada



1. Activación del mando a distancia de alarma por radio o por cable.
2. En función de la ruta de transmisión seleccionada:
 - a. Conexión mediante red móvil (GSM/UMTS/LTE) a voz, protocolo de alarma IP y datos adicionales.
 - b. IP sobre Ethernet, VoIP, protocolo de teleasistencia IP y datos adicionales.
3. Conexión IP a través de red móvil (GSM/UMTS/LTE).
4. Conexión de voz a través de la red móvil (GSM/UMTS/LTE).
5. Conexión IP a un centro de recepción de alarmas (ARC) digitales.
6. Conexión opcional al sistema i-care® online.

8. Programación

Esta sección contiene información y funciones destinadas a profesionales, no a consumidores.

Los contactos, los códigos de alarma y los ajustes se programan con www.icareonline.com o a través del navegador web de un ordenador. En algunos casos, el distribuidor puede suministrar su Eliza previamente programado. Si necesita ayuda para la vinculación, consulte el manual técnico o póngase en contacto con su distribuidor.

8.1. Vinculación de mandos a distancia

Eliza permite vincular hasta 50 activadores/sensores por radio u otros transmisores de alarma por radio.

- Mantenga pulsado el botón de vinculación por radio  (**tecla de vinculación**) y suéltelo cuando suene una señal acústica y el indicador de encendido ! empiece a parpadear.
- Active el radiotransmisor. Cuando Eliza recibe la señal de radio, se emite una señal acústica.
- Confirme la vinculación pulsando y soltando una vez el botón rojo de alarma integrado en Eliza. La vinculación correcta se confirma con una señal acústica.
- El mando a distancia está vinculado y configurado con un tipo de alarma predeterminado. El tipo de alarma se puede cambiar en cualquier momento utilizando el servicio opcional i-care® online.

Nota: Repita los pasos anteriores para vincular otros mandos a distancia.

9. Verificación

Esta sección contiene información y funciones destinadas a profesionales, no a consumidores.

Compruebe siempre que la unidad funcione correctamente después de la instalación y la vinculación.

- Pulse y suelte inmediatamente el botón de vinculación por radio  (**tecla de vinculación**).
- Pulse/active el mando a distancia o accesorio. Cuando Eliza reciba la señal de radio, se oirá un tono. Repita este procedimiento en todas las zonas en las que el mando a distancia o el accesorio deba funcionar.

9.1. Verifique la intensidad de la señal de la red móvil

Al instalar Eliza, se debe verificar la potencia de la señal de red móvil. La intensidad de la señal de red móvil se puede comprobar en www.icareonline.com o consulte **9.1.1. Comprobación en el dispositivo en la página 22**. Para obtener más información, consulte el manual técnico.

9.1.1. Comprobación en el dispositivo

Compruebe la intensidad de la señal de red móvil en el dispositivo.

1. Retire la cubierta del compartimento de la parte posterior del dispositivo para acceder a los botones de mantenimiento.
2. Pulse dos veces el botón de vinculación por radiofrecuencia .
3. Una voz sintética dirá: **-Service Mode!**
4. Pulse el botón cuadrado verde  repetidamente hasta que una voz sintética diga: **-Signal strength!**
5. Pulse una vez el botón de alarma principal integrado .
6. Una voz sintética indicará la intensidad real de la señal.
7. Pulse el botón Cancelar  para salir del modo de servicio.
8. Vuelva a colocar la cubierta del compartimento.

Nota: Si no se puede obtener un valor aceptable, deberá utilizarse una antena externa.

9.2. Comprobación del funcionamiento

Compruebe siempre que la unidad funcione correctamente después de la instalación y la vinculación. Deben realizarse pruebas de alarma con regularidad y de forma que se garantice el buen funcionamiento de toda la cadena de alarma, desde el radiotransmisor al receptor de alarma.

9.3. Prueba automática

El funcionamiento de la unidad Eliza y de su comunicación se puede comprobar de forma automática cada dos minutos mediante el servicio opcional i-care® online. También se puede comprobar mediante la supervisión automática de funciones o mediante un informe de pruebas periódico enviado al centro de recepción de alarmas (ARC), por ejemplo, una vez al día o una vez a la semana.

El mando a distancia vinculados se pueden probar automáticamente mediante una transmisión de prueba de radio periódica (encendido predeterminado). Es configurable y se configurará junto con la transmisión de radio. Normalmente, el resultado se comprueba una vez al día, según la configuración.

10. Mando a distancia

El mando a distancia utiliza una comunicación por radio bidireccional, lo que significa que cuando Eliza recibe una alarma de un mando a distancia, el teléfono de asistencia envía una confirmación de recepción al mando a distancia. Esto se confirma en el mando a distancia mediante el cambio de la luz del indicador de rojo a verde. Si el mando a distancia no recibe ninguna confirmación, la alarma se repite. El mando a distancia se puede usar con una pulsera o una cinta para el cuello. El mando a distancia presenta una impermeabilidad IP67 gracias a una junta integrada, por lo que puede usarse en la ducha y en entornos húmedos.

11. Información general

- Si se utiliza una conexión de banda ancha / red, la unidad siempre se debe conectar a la red lo más cerca posible del rúter (o de la conexión Ethernet).
- La comprobación de la cobertura de red móvil debe efectuarse siempre como parte de la instalación.
- Para poder enviar la alarma, debe haber al menos un receptor de alarma/centro de respuesta programado.
- Eliza no debe entrar en contacto con agua ni con cualquier otro líquido.
- Las baterías usadas deben desecharse respetando el medio ambiente.
- En caso de que la unidad Eliza se deba conectar a una red móvil, deberá contar con una tarjeta mini-SIM (2FF) y deberá disponer de una suscripción a servicios móviles adecuada que incluya voz y datos.

12. Mantenimiento

12.1. Limpieza

Eliza y el mando a distancia deben limpiarse con un paño ligeramente húmedo.

No utilice otros disolventes para la limpieza.

Nota: Si adquiere un juego de carcasa completo, podrá renovar su mando a distancia usado para que parezca nuevo.

12.2. Cambio de usuario

Si la unidad Eliza cambia de usuario, se deberán restablecer los ajustes predeterminados y se deberá reprogramar de acuerdo con los datos y los requisitos del nuevo usuario.

12.3. Batería gestión

La gestión eficaz de la batería es esencial para la fiabilidad de los dispositivos de teleasistencia. La periodicidad y las recomendaciones de sustitución de la batería se describen en el manual técnico. Al reemplazar la batería, es importante seguir las precauciones de seguridad que se describen en la sección Seguridad de la batería, consulte 1.1. Seguridad de la batería en la página 4 las instrucciones de reemplazo en el Manual técnico y la guía de reciclaje que se describe en la sección Información ambiental, consulte 14.1. Información medioambiental en la página 28



ADVERTENCIA!

La sustitución de las baterías solo podrá ser realizada por personal autorizado y de acuerdo con lo establecido en las instrucciones del manual técnico.

13. Datos técnicos

13.1. Teléfono de asistencia Eliza

Descripción	Datos
N.º de modelo:	A150
Dimensiones:	197 × 92 × 112 mm (L × An × F)
Peso, incl. fuente de alimentación y cables:	0,7 kg
Fuente de alimentación:	Fuente de alimentación de 9 V CC
Consumo eléctrico:	2 W (nominal)
Batería de reserva:	Batería de ion de litio de 3,7 V / 2000 mAh
Duración de la batería:	Hasta 72 horas (batería nueva y totalmente cargada)
Entradas:	1 Normalmente abierta (NO)
Salida:	Audio
Comunicación:	GSM 2G, UMTS/HSDPA 3G, LTE 4G, Ethernet, Wi-Fi (opcional)
Banda de radiofrecuencia:	869,2-869,25 MHz
Número de radiotransmisores:	Hasta 50
Clase de equipo:	Equipo de radio de clase 1 <i>Class 1</i>

13.2. Redes móviles

(MHz) [potencia de radiofrecuencia máxima/dBm]

Tipo de red	Bandas de red
2G GSM	(900) [33], (1800) [30]
3G UMTS	1 (2100) [24], 8 (900) [24]
4G LTE FDD	1 (2100) [24], 3 (1800) [24], 7 (2600) [24], 8 (900) [24], 20 (800) [24], 28 (700) [24]
SIM card interface:	1,8V and 3V mini-SIM (2FF)

13.3. Otras tecnologías de radio

(MHz) [potencia de radiofrecuencia máxima/dBm]

Tipo de red	Bandas de red
SRD:	(869.200-869.250) [10]
Wi-Fi:	IEEE 802.11 b/g/n, (2412 - 2472) [19] IEEE 802.11 a/n, (4915 - 5835) [18]

13.4. Mando a distancia portátil, Enzo

Descripción	Datos
Dimensiones:	39 × 32 × 11 mm (L. × An × F)
Peso	12 g (sin la pulsera o el collar)
Pila:	Pila de litio de 3 V CR 2032
Duración de la pila:	Hasta cinco años
Impermeabilidad:	Cumple IP67
Banda de radiofrecuencia:	869,2-869,25 MHz
Potencia de radiofrecuencia:	Máx. 10 mW (10 dBm)
Alcance de radiofrecuencia:	
en interiores	≥40 metros (entorno normal)
y exteriores	≥300 metros (típico, línea visual)

14. Medio ambiente

Este producto está pensado para su uso en interiores, en un entorno doméstico normal.

Descripción	Datos
Temperatura de funcionamiento:	5 °C (41 °F) - 35 °C (95 °F)
Humedad:	De 0 % a 75 % de humedad relativa (sin condensación)
Clase de entorno:	1 (EG-I)

14.1. Información medioambiental

Este producto cumple con las regulaciones aplicables de la UE y el Reino Unido.

Esta normativa regula la responsabilidad del producto en el reciclaje de embalajes, electrónica y baterías con el fin de incrementar el reciclaje y minimizar los residuos.



La unidad está marcada con el logo del contenedor con ruedas tachado, lo que indica que debe entregarse para su reciclaje. El producto se puede devolver de forma gratuita a una estación de reciclaje conectada, directamente o mediante un sistema de reciclaje, a Careium o a su distribuidor.



Para obtener instrucciones detalladas, declaraciones e información de cumplimiento, consulte con su distribuidor o visite nuestro sitio web: www.careium.com. Utilice los códigos QR a continuación para acceder a la información del producto respectivo.

14.2. Diseño ecológico

Este producto cumple con las regulaciones aplicables bajo el Reglamento de Ecodiseño para Productos Sostenibles (ESPR). La información completa sobre los requisitos de ecodiseño está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.careium.com/ecodesign

14.2.1. Fuentes de alimentación externas

Descripción	Datos
Nombre o marca, número del registro mercantil y dirección del fabricante	Tenpao International. Room 10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, HongKong
Identificador del modelo	S018BAM0900200
Tensión de entrada	100-240 VAC
Frecuencia de la CA de entrada	50-60 Hz
Tensión de salida	9 VDC
Intensidad de salida	2 A
Potencia de salida	18 W
Eficiencia media en activo	86,64 %
Eficiencia a baja carga (10 %)	84,12 %
Consumo eléctrico en vacío	0,057 W

14.2.2. Modo de espera y apagado

El producto está conectado a la red con funcionalidad de alta disponibilidad de red (HiNA).

- Los puertos de red inalámbrica se pueden desactivar mediante la configuración del software.

Para más información consulte:

www.careium.com/ecodesign

15. Accesibilidad

Careium se compromete a garantizar la accesibilidad para usuarios con discapacidad en toda nuestra cartera de productos y servicios. Este documento describe nuestro cumplimiento de los estándares de accesibilidad aplicables y las medidas implementadas para promover la usabilidad inclusiva.

15.1. Medidas de apoyo a la accesibilidad

Careium cuenta con una amplia gama de productos y servicios para apoyar y mantener la independencia. Ofrecemos soluciones diseñadas para adaptarse a las diversas necesidades de los usuarios, con compatibilidad integrada con diferentes tecnologías de asistencia según el producto o servicio elegido. Los servicios de soporte de productos explican cómo usar las funciones de accesibilidad y compatibilidad. Este documento está diseñado para cumplir con los requisitos de accesibilidad con un formato optimizado para lectores de pantalla y aplicaciones de texto a voz.

Para obtener asistencia relacionada con la accesibilidad, también puede contactar con Careium, su punto de venta o la organización que le suministró e instaló sus productos.

15.2.Comentario

Agradecemos sus comentarios sobre la accesibilidad de los productos y servicios de Careium. Por favor, infórmenos si encuentra alguna barrera de accesibilidad.

- Teléfono: +46 (0)10 4829000
- Dirección postal: Careium Sweden AB, Jörgen Kocksgatan 1B, 211 20 Malmö, Sweden

15.3.Accesorios

Lista de accesorios de tecnología de asistencia compatibles para facilitar la accesibilidad

- Blow switch: se activa con el soplado
- Ping Pong switch: se activa con un toque suave
- Pullcord: se activa con el tirón
- PikoButton: fácil de activar
- Pill Dispenser: facilita la administración y el recordatorio de la medicación
- Botones táctiles

Los demás accesorios de tecnología de asistencia disponibles pueden variar según la región, y se pueden conectar periféricos de tecnología de asistencia de terceros a la entrada o salida de Eliza, por ejemplo, ciertos amplificadores de audífonos.

Consulte nuestra página web en www.careium.com o consulte con nuestro servicio de asistencia o con su proveedor para obtener más información y asistencia.

16. Otros

16.1. Declaración de conformidad de la UE

Por la presente, Careium Suecia AB declara que este equipo de radio cumple con la Directiva RE 2014/53/UE, así como con otras regulaciones aplicables de la UE y el Reino Unido. El texto completo de las declaraciones de conformidad está disponible en: www.careium.com/dofc

16.2. Avisos legales

La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de Careium se establecen en las declaraciones de garantía expresa.

Nada de lo aquí incluido debe interpretarse como una garantía adicional.

Careium no será responsable de los errores u omisiones técnicos o editoriales contenidos en este documento.

A150 (Eliza)

Spanish

eliza-social-alarm-manual-de-usuario-v35-careium-es

©2026 Careium Sweden AB. All rights reserved.

www.careium.com

